

SISTEMA DI RIPRESA T-ZOOM35

DID Dental Instrument Design presenta un nuovo sistema di telecamera con zoom da 35X e telecomando, studiato e realizzato per effettuare riprese di interventi o per il lavoro in diretta come sostitutivo del microscopio nel laboratorio dentistico.

Facilmente posizionabile sui nostri bracci articolati porta-telecamera, e quindi posizionabile dovunque, grazie al suo doppio attacco e allo speciale telecomando la telecamera TZOMM35 può essere utilizzata in ogni situazione e in ogni posizione senza dover intervenire manualmente sulle regolazioni della telecamera.



Una qualità di immagine professionale, ingrandimenti fino a 35X e una messa a fuoco sia manuale che automatica, garantiscono il massimo delle prestazioni in ogni contesto.

Il sistema è basato su una Telecamera professionale nata per le riprese degli interventi in ambito ospedaliero/ambulatoriale e anche all'interno di sale operatorie; per questo lo stesso si adatta facilmente alla ripresa extraorale di interventi odontoiatrici, garantendo una dimensione del campo operatorio sufficiente a coprire tutta la bocca.

Allo stesso modo questo sistema può essere utilizzato dall'odontotecnico per lavorare in diretta, quindi non guardando

direttamente il modello o il manufatto protesico in costruzione, ma rivolgendo lo sguardo ad un monitor collegato al sistema, per analizzare e lavorare in diretta sui più piccoli particolari del vostro lavoro, sfruttando il solo telecomando per gestire il fantastico ingrandimento del sistema T-ZOOM35.

Il prezzo contenuto, le grandi prestazioni e le infinite possibilità di montaggio su bracci fissi o articolati del sistema, lo rendono adatto a molti usi in molti ambiti.



CARATTERISTICHE TECNICHE

SISTEMA T-ZOMM35	
CODICE DID	CAM35X001
CCD	1/4" SONY SUPER HAD
SISTEMA	PAL
ELEMENTI IMMAGINE	795 (H) x 596 (V)
SINCRONISMO	INTERNO
RISOLUZIONE ORIZZONTALE	500 LINEE
ILLUMINAZIONE MINIMA	0.4 lux / F1.6
FILTRO I.R.	MECCANICO
ZOOM	35 X (3.6 mm ~ 126 mm)
VELOCITA' MAX ZOOM	4 secondi wide -> tele
MESSA A FUOCO	Automatica / Manuale
PRESET PROGRAMMABILI	64
RAPPORTO S/N	48dB
SHUTTER ELETTRONICO	1/50(1/60) sec.- 1/100,000 sec.
COMPENSAZIONE CONTROLUCE	Programmabile
USCITA VIDEO	BNC 1Vp-p 75Ω
TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO	-10°C to 50°C
ALIMENTAZIONE	12Vcc
CONSUMO	4W max
DIMENSIONI (WxHxD)	60 x 106 x 74 mm