

GuttaEasy

GuttaEasy è un sistema estremamente perfezionato per l'utilizzo della Guttaperca, che con un apposito dispenser a caldo wireless,



consente la corretta e completa chiusura dei canali, dopo la devitalizzazione della polpa.

Una speciale siringa termostata, regolabile in tre diverse temperature, utilizzando guttaperca termoplastificata di tipo alfa consente la perfetta otturazione tridimensionale del canale radicolare.



Le tre temperature termostate del sistema GuttaEasy permettono un perfetto adattamento della guttaperca, controllandone la viscosità in qualunque tipo di dente o di canale, dimostrandosi adatto sia nei canali dritti sia in quelli curvi.

GuttaEasy garantisce una elevata qualità dell'otturazione canalare, una alta compattezza, l'assenza di vuoti e una ottima ermeticità del sigillo apicale.



L'osservazione al microscopio ottico delle diverse sezioni di un dente trattato con GuttaEasy, ha permesso di osservare la chiusura ermetica dello spazio canalare, senza presenza di bolle d'aria o vuoti, permettendo di ridurre al minimo la quantità di cemento endodontico soprattutto a livello della complessa zona apicale.

Una elettronica precisa e affidabile controlla tutti i processi della GuttaEasy, la sua posizione di riposo sul supporto, assicura una

ricarica della batteria che garantisce, senza ingombri di fili, almeno 4 ore continue di lavoro.

Il sistema Gutta Easy si dimostra efficace sia per il tempo ragionevolmente breve richiesto nell'ottenere una perfetta otturazione tridimensionale, sia per le interessanti proprietà della guttaperca alfa termoplastizzata, che per il buon rapporto costi benefici.



Accessori compresi nella confezione:

Chiave multiuso

N. 3 aghi monouso di calibro 23

N.100 guttaperca di calibro 2,5

N.3 Ricambi per il pistone

Alimentatore EN 60601-1 da 6V - 2,5 A.

Prodotto Certificato in classe II secondo la 93/42 e conforme alla EN 60601-1.